

Нормализатор артериального давления



Київ, Україна

Массажер для нормализации артериального давления

Прибор получил 8 золотых медалей на международных выставках изобретений в Америке, Франции, Швейцарии, Сингапуре и других странах.

При контакте с телом стимулирует биозамкнутую электрическую цепь организма. Аппарат содействует лучшему прохождению биотоков по меридианам и коллатералям, имеющим низкое электрическое и тепловое сопротивление. Очищает пути прохождения энергии и питательных веществ в организме. Нормализация давления происходит после 3-5 минут использования прибора. При регулярном использовании в течении двух-трех недель достигается стойкий положительный результат.

Показания применения массажера:

нарушение артериального давления, головная боль и другие болевые синдромы, мигрень, себорея, облысение и гнездная плешивость, головокружение, болезни сердца и вензных артерий. Стимуляция работы мозга, улучшение памяти.

Особенности применения:

1. Массажер можно использовать в любое время, в любом удобном для вас месте, без дополнительного источника энергии и посторонней помощи.
2. Не нужно специально наводить прибор на точки иглоукалывания, поскольку при соприкосновении с телом он непосредственно влияет на зоны, где и находятся эти точки.
3. Люди, страдающие гипертонией, используют массажер не менее 5 минут за 1 сеанс и не менее 3-5 раз в течение дня. На фоне использования прибора можно принимать медикаменты и биопрепараты, способствующие снижению артериального давления.
4. При себорее и выпадении волос придерживаться инструкции, проводить не менее 20-30 почесываний в минуту. Результат у мужчин будет достигаться быстрее и заметнее, чем у женщин, так как у мужчин волосы короче и их легче расчесывать.
5. При использовании массажера для нормализации артериального давления следите, чтобы сила расчесывания не была слишком велика, дабы не повредить кожу головы.
6. В процессе выполнения процедур человек должен находиться в состоянии покоя.
7. Используя прибор нужно следить за чистотой рук, так как их чистота повышает проводимость импульсов.
8. Чем выше температура воздуха, тем эффективнее действие массажера, т.к. пониженная температура окружающей среды приводит к сужению капиллярных сосудов всего тела.

Price: **1 350 \$**

Тип оголошення:

Торг: неуместеннеуместен

Продам, продаж, продаю