

Слуховой аппарат Cyber Sonic



Київ, Україна

Слуховой аппарат "Cyber Sonyc". Инструкция по эксплуатации

- * Аппарат оборудован выключателем питания. Позиция OFF обозначает «выключено», ON - «включено». Если аппарат не используется, выключатель должен быть в положении OFF - «выключено». Это продлит срок службы батарейки.
- * Силиконовый ушной вкладыш должен быть плотно вставлен в ухо.
- * Предусмотрено 6 уровней контроля громкости. Рекомендуем начинать с минимального положения - 1, и плавно повышать до комфортного уровня.
- * В приборе используется одна батарейка 1.5 Вольта. Откидная камера для батарейки открывается без особых усилий ногтем.
- * Берегите аппарат от сырости, влаги, перегрева и механических воздействий
- * Всегда снимайте аппарат в следующих случаях: во время приема душа/ванны, при использовании парфюмерных средств в аэрозолях, во время проведения мед.обследований, связанных с электромагнитным излучением (рентген, флюорография, томография).

Характеристики слухового аппарата :

Усиливает звуки до 50 децибел.
Без проводов.
Питается от одной батарейки.
Вес не более 30 грамм.
Усилитель имеет переключатель вкл/выкл.
Удобный регулятор громкости.
Шумопонижение ANR-Auto.
Супер чувствительное устройство.
Оригинальная упаковка.
В комплекте 3 батарейки и 3 съемных уплотнителя
Комплектность:

- * Три индивидуальных ушных вкладыша;
- * Три батарейки 1, 5 вольт;
- * Футляр для хранения.

Воспользуйтесь современными достижениями техники и медицины! СЛУХОВОЙ АППАРАТ CYBER SONIC УЛУЧШИТ КАЧЕСТВО ВАШЕЙ ЖИЗНИ! ВЕРНЕТ ВСЮ ГАММУ ЭМОЦИЙ !

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

. Евгений

(063)5954984

Киев ул.Ушинского,4