

Подъемник лестничный гусеничный



Ausgangsposition;
Start position;



Den Rollstuhl über den
Treppenlift fahren...
Move the wheelchair across
Stairmate...



den Rollstuhl verriegeln...
attach Stairmate to the
wheelchair...



den Sicherheitsgurt anle-
gen ...
fasten the seat belt ...



kippen und an die Treppe
fahren...
recline the passenger and
move him to the stairway...



Klettvorgang starten...
begin to ascend or
descend stairs .

AvizInfo.com.ua

Київ, Україна

Лестничный электромеханический подъемник. Используется для подъема-спуска по лестнице (по любым ступенькам вместе с коляской и человеком). Максимальный вес ~ 150 кг. Подходит под любую коляску. Питание: 12V (2x6v), скорость подъема: вверх 6, 5 м. в минуту, вниз 8, 1 м. в минуту. Тормоза: электромеханические. Вес 54 кг. Максимальный угол наклона 41°

Price: **21 000 грн.**

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: неуместеннеуместен

кон Алексей

0985964088

позняки