

## Подъемник лестничный гусеничный



Ausgangsposition;  
Start position;



Den Rollstuhl über den  
Treppenlift fahren...  
Move the wheelchair across  
Stairmate...



den Rollstuhl verriegeln...  
attach Stairmate to the  
wheelchair...



den Sicherheitsgurt anle-  
gen ...  
fasten the seat belt ...



kippen und an die Treppe  
fahren...  
recline the passenger and  
move him to the stairway...



Klettvorgang starten...  
begin to ascend or  
descend stairs .

AvizInfo.com.ua

Київ, Україна

Лестничный электромеханический подъемник. Используется для подъема-спуска по лестнице (по любым ступенькам вместе с коляской и человеком). Максимальный вес ~ 150 кг. Подходит под любую коляску. Питание: 12V (2x6v), скорость подъема: вверх 6, 5 м. в минуту, вниз 8, 1 м. в минуту. Тормоза: электромеханические. Вес 54 кг. Максимальный угол наклона 41°

Price: **21 000 грн.**

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: неуместеннеуместен

кон Алексей

0985964088

позняки