

## Слуховой аппарат Xingma XM-909E



AvizInfo.com.ua

Київ, Україна

Откройте крышку аккумуляторного отсека и установите батарею. Обратите внимание на полярность элемента питания, в случае неправильной установки прибор может выйти из строя.

Переведите переключатель питания из позиции ВЫКЛ. (OFF) в позицию ВКЛ. (ON)/

Закрепите прибор на ушной раковине.

Настройте регулятор громкости на комфортный для вас уровень в диапазоне от минимального значения – 1 до максимального – 8.

Используйте прибор при необходимости. Не следует эксплуатировать прибор несколько часов подряд, это может вызвать раздражение кожного покрова ушной раковины.

В случае, если Вы не пользуетесь прибором, рекомендуется отключить его, для того чтобы увеличить срок службы элемента питания.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Максимальный выход насыщенных звуковых частот 133 dB – 137 dB

Увеличение полных звуковых частот (1000 Hz) 48 dB – 53 dB

Гармонические искажения 8%

Эквивалентный вход шумов 30 dB

Уход за прибором:

Рекомендуется регулярно чистить эластичные прокладки во избежание различных инфекций.

Старайтесь не подвергать прибор сильному физическому воздействию – это чревато раскалибровкой некоторых электронных узлов.

Внимание! Прибор не водостойкий, следует избегать прямого попадания воды.

Если Вы достаточно длительное время не пользуетесь прибором, настоятельно рекомендуется извлечь элемент питания во избежании его окисления.

---

Price: **330 грн.**

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: неуместеннеуместен

**Кулик Виктория**

**099-089-80-10**

**ул.Ващенко 5**